

**Agitador de pala, acero inoxidable 1.4571**

IKA

Agitador de pala, acero inoxidable 1.4571

Genera flujo radial. Para extraer el material que se va a mezclar de la parte superior y del fondo. Para airear medios de viscosidad baja y para homogeneizar sólidos en líquidos. Se utiliza a velocidades medias y altas.



Code	Description	Packaging
LLG06265598	Blade stirrer R 3004 Ø 30mm, length 359	1 pz.
LLG06265599	Blade stirrer R 3004.1 Ø 50mm, length 5	1 pz.
LLG06265700	Blade stirrer R 3004.2 Ø 70mm, length 8	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

