

**Agitador de pala, acero inoxidable 1.4571**

IKA

**Agitador de pala, acero inoxidable 1.4571**

Genera flujo radial. Para extraer el material que se va a mezclar de la parte superior y del fondo. Para airear medios de viscosidad baja y para homogeneizar sólidos en líquidos. Se utiliza a velocidades medias y altas.



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06265598 | Blade stirrer R 3004 Ø 30mm, length 359 | 1 pz.     |
| LLG06265599 | Blade stirrer R 3004.1 Ø 50mm, length 5 | 1 pz.     |
| LLG06265700 | Blade stirrer R 3004.2 Ø 70mm, length 8 | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6ª Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

