



## Platos giratorios para cápsulas de Petri, schütt Petriturn

### Platos giratorios para cápsulas de Petri, schütt Petriturn

Para la inoculación uniforme de las placas de Petri. Fácil de usar. Hecho en Alemania.

#### **schuett petriturn-M**

Con una plataforma giratoria pesada de operación manual para una rotación suave y duradera. La construcción de doble cara acomoda dos tamaños de placa de petri (90mm o 150mm de diámetro), invirtiendo la plataforma giratoria.

#### **schuett petriturn-E**

Accionado eléctricamente (100 - 240 V, 50/60 Hz), rotación de velocidad constante. Fácil manejo del arranque sin contacto de la mesa giratoria a través de un sensor de infrarrojos (tiempo de rotación ajustable de 3 a 120 seg.), en funcionamiento continuo u opcionalmente en modo de interruptor de pie. Velocidad regulable de forma continua de 10 a 120 rpm. Para placas de Petri de hasta Ø 100 mm ( Ø 150 mm opcional). Carcasa compacta de acero inoxidable.



Code	Description	Packaging
LLG09520200	Petri dish turntable PETRITURN Eelectri	1 pz.
LLG09520201	Petri dish turntable PETRITURN M-Plusma	1 pz.
LLG09520203	Foot switch	1 pz.
LLG09520204	Rotation plate PETRITURN-Efor Petri pla	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

