



Platos giratorios para cápsulas de Petri, schütt Petriturn

Platos giratorios para cápsulas de Petri, schütt Petriturn

Para la inoculación uniforme de las placas de Petri. Fácil de usar. Hecho en Alemania.

schuett petriturn-M

Con una plataforma giratoria pesada de operación manual para una rotación suave y duradera. La construcción de doble cara acomoda dos tamaños de placa de petri (90mm o 150mm de diámetro), invirtiendo la plataforma giratoria.

schuett petriturn-E

Accionado eléctricamente (100 - 240 V, 50/60 Hz), rotación de velocidad constante. Fácil manejo del arranque sin contacto de la mesa giratoria a través de un sensor de infrarrojos (tiempo de rotación ajustable de 3 a 120 seg.), en funcionamiento continuo u opcionalmente en modo de interruptor de pie. Velocidad regulable de forma continua de 10 a 120 rpm. Para placas de Petri de hasta Ø 100 mm (Ø 150 mm opcional). Carcasa compacta de acero inoxidable.



Code	Description	Packaging
LLG09520200	Petri dish turntable PETRITURN Eelectri	1 pz.
LLG09520201	Petri dish turntable PETRITURN M-Plusma	1 pz.
LLG09520203	Foot switch	1 pz.
LLG09520204	Rotation plate PETRITURN-Efor Petri pla	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

