

**Espátulas LLG, estériles****LLG Labware****Espátulas LLG, estériles**

Ideales para esparcir de formar uniforme los cultivos celulares y líquidos.

-Superficie lisa, redondeada para esparcir de forma uniforme sin arañar la superficie de agar

-Esterilizadas por óxido de etileno

-Estériles, 10 por bolsa o envasada individualmente



Code	Description	Packaging
LLG06265638	LLG-Spatula, L-shaped,ABS, blue, st/500	500 pezzi
LLG06265639	LLG-Spatula, L-shaped,ABS, blue, st/500	500 pezzi
LLG06265640	LLG-Spatula, T-shaped,ABS, blue, st/500	500 pz.
LLG06265641	LLG-Spatula, T-shaped,ABS, blue, st/500	500 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

