


**Espátulas LLG, estériles****LLG Labware****Espátulas LLG, estériles**

Ideales para esparcir de forma uniforme los cultivos celulares y líquidos.

-Superficie lisa, redondeada para esparcir de forma uniforme sin arañar la superficie de agar

-Esterilizadas por óxido de etileno

-Estériles, 10 por bolsa o envasada individualmente



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06265638 | LLG-Spatula, L-shaped,ABS, blue, st/500 | 500 pezzi |
| LLG06265639 | LLG-Spatula, L-shaped,ABS, blue, st/500 | 500 pezzi |
| LLG06265640 | LLG-Spatula, T-shaped,ABS, blue, st/500 | 500 pz.   |
| LLG06265641 | LLG-Spatula, T-shaped,ABS, blue, st/500 | 500 pz.   |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

