



Espátulas LLG, estériles

LLG Labware

Espátulas LLG, estériles

Ideales para esparcir de forma uniforme los cultivos celulares y líquidos.

- Superficie lisa, redondeada para esparcir de forma uniforme sin arañar la superficie de agar
- Esterilizadas por óxido de etileno
- Estériles, 10 por bolsa o envasada individualmente



Code	Description	Packaging
LLG06265638	LLG-Spatula, L-shaped,ABS, blue, st/500	500 pezzi
LLG06265639	LLG-Spatula, L-shaped,ABS, blue, st/500	500 pezzi
LLG06265640	LLG-Spatula, T-shaped,ABS, blue, st/500	500 pz.
LLG06265641	LLG-Spatula, T-shaped,ABS, blue, st/500	500 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

