



Recipientes para muestras LLG, PP, alta resistencia, con tapón de rosca HPDE

LLG Labware

Recipientes para muestras LLG, PP, alta resistencia, con tapón de rosca HPDE

Ideales para la recogida, el transporte y el almacenamiento de muestras líquidas.

- Adecuados para muestras histológicas líquidas
- Recipiente fabricado a base de polipropileno no citotóxico
- Calidad muy sólida
- Agarre superior e inferior que garantiza una fácil abertura y cierre cuando se llevan guantes
- Recipientes semitransparentes
- Con graduación
- Con etiqueta
- A prueba de fugas



Code	Description	Packaging
LLG06265649	LLG-Sample container 20ml, PP,with/ 1000	1000 pz
LLG06265650	LLG-Sample container 40ml, PP,with /500	500 pz
LLG06265651	LLG-Sample container 60ml, PP,with /500	500 pz
LLG06265652	LLG-Sample containers 90ml, PP,with/300	300 pz
LLG06265653	LLG-Sample containers 120ml, PP,wit/300	300 pz
LLG06265654	LLG-Sample containers 250ml, PP,wit/154	154 pz
LLG06265655	LLG-Sample containers 500ml, PP,wit/132	132 pz
LLG06265656	LLG-Sample containers 1000ml, PP,wit/64	64 pz
LLG06282108	LLG-Sample containers 190ml, PP wit/200	200 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

