



## Recipientes para muestras LLG, PP, alta resistencia, con tapón de rosca HPDE

## LLG Labware

**Recipientes para muestras LLG, PP, alta resistencia, con tapón de rosca HPDE**

Ideales para la recogida, el transporte y el almacenamiento de muestras líquidas.

- Adecuados para muestras histológicas líquidas
- Recipiente fabricado a base de polipropileno no citotóxico
- Calidad muy sólida
- Agarre superior e inferior que garantiza una fácil abertura y cierre cuando se llevan guantes
- Recipientes semitransparentes
- Con graduación
- Con etiqueta
- A prueba de fugas



| Code        | Description                              | Packaging |
|-------------|------------------------------------------|-----------|
| LLG06265649 | LLG-Sample container 20ml, PP,with/ 1000 | 1000 pz   |
| LLG06265650 | LLG-Sample container 40ml, PP,with /500  | 500 pz    |
| LLG06265651 | LLG-Sample container 60ml, PP,with /500  | 500 pz    |
| LLG06265652 | LLG-Sample containers 90ml, PP,with/300  | 300 pz    |
| LLG06265653 | LLG-Sample containers 120ml, PP,wit/300  | 300 pz    |
| LLG06265654 | LLG-Sample containers 250ml, PP,wit/154  | 154 pz    |
| LLG06265655 | LLG-Sample containers 500ml, PP,wit/132  | 132 pz    |
| LLG06265656 | LLG-Sample containers 1000ml, PP,wit/64  | 64 pz     |
| LLG06282108 | LLG-Sample containers 190ml, PP wit/200  | 200 pz.   |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

