


**Vasos de precipitados Griffin PMP****VITLAB****Vasos de precipitados Griffin PMP**

Transparentes. Con pico y graduación impresa en rojo fácilmente legible. Para que no se altere la graduación se recomienda no exceder los 60°C en la limpieza.



Code	Description	Packaging
LLG09013315	Griffin beaker 10 ml, PMP (TPX)red-impr	1 pz.
LLG09013320	Griffin beaker 25 ml, PMP (TPX)red-impr	1 pz.
LLG09013328	Griffin beaker 50 ml, PMP (TPX)red-impr	1 pz.
LLG09013338	Griffin beaker 100 ml, PMP (TPX)red-imp	1 pz.
LLG09013344	Griffin beaker 150 ml, PMP (TPX)red-imp	1 pz.
LLG09013348	Griffin beaker 250 ml, PMP (TPX)red-imp	1 pz.
LLG09013350	Griffin beaker 400 ml, PMP (TPX)red-imp	1 pz.
LLG09013354	Griffin beaker 500 ml, PMP (TPX)red-imp	1 pz.
LLG09013356	Griffin beaker 600 ml, PMP (TPX)red-imp	1 pz.
LLG09013362	Griffin beaker 1000 ml, PMP (TPX)red-im	1 pz.
LLG09013364	Griffin beaker 2000 ml, PMP (TPX)red-im	1 pz.
LLG09013366	Griffin beaker 3000 ml, PMP (TPX)red-im	1 pz.
LLG09013370	Griffin beaker 5000 ml, PMP (TPX)red-im	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*



