

**Molino de discos PULVERISETTE 13 classic line****Fritsch****Molino de discos PULVERISETTE 13 *classic line***

Ideal para la molienda fina intermitente y continua dentro de la gama de tamaño medio de partícula de sólidos blandos a duros, resistentes y sensibles a la temperatura en las áreas de minería y metalurgia, industria del vidrio, industria cerámica, investigación del suelo, rocas y suelos.

Tamaño máximo de la alimentación: 20 mm

Rendimiento: hasta 150 kg/h

Finura final: 0,1 ... 12 mm

Requisitos de alimentación: 400 V/3, 50 Hz, 1790 W

Dimensiones (An x L x Alt): 440 x 870 x 400 mm

Peso neto: 140 kg



Code	Description	Packaging
LLG09739001	"Disc mill ""pulverisette 13""without mi	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

