

**Molino de discos PULVERISETTE 13 classic line****Fritsch****Molino de discos PULVERISETTE 13 classic line**

Ideal para la molienda fina intermitente y continua dentro de la gama de tamaño medio de partícula de sólidos blandos a duros, resistentes y sensibles a la temperatura en las áreas de minería y metalurgia, industria del vidrio, industria cerámica, investigación del suelo, rocas y suelos.

Tamaño máximo de la alimentación: 20 mm

Rendimiento: hasta 150 kg/h

Finura final: 0,1 ... 12 mm

Requisitos de alimentación: 400 V/3, 50 Hz, 1790 W

Dimensiones (An x L x Alt): 440 x 870 x 400 mm

Peso neto: 140 kg



Code	Description	Packaging
LLG09739001	"Disc mill ""pulverisette 13""without mi	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

