

**Agitador suspendido EUROSTAR 20 high speed control**

IKA

Agitador suspendido EUROSTAR 20 high speed control

Agitador de laboratorio de alta velocidad diseñado con un controlador sin cable extraíble y una pantalla TFT digital. Ajusta automáticamente la velocidad a través de una tecnología controlada por microprocesador en un margen de velocidad de 0/150-6000 rpm. El agitador está equipado con RS232 y USB para controlar y documentar todos los parámetros, y un actualizador del material actua. Una pantalla integrada mide los cambios de viscosidad. El eje del agitador de precisión incluido tiene 280 mm de largo y una profundidad de inmersión máxima de 220 mm

- Pantalla TFT multilingual
- Funciones programables
- Medición de la temperatura integrada
- Funcionamiento a intervalos
- Circuito de seguridad ajustable
- Función bloqueada
- Velocidad ajustable
- Ejes de agitador
- Protección por sobrecarga
- Funcionamiento a corto plazo con sobrecarga

Especificaciones**Volumen máximo de agitación (agua): 20 l****Margen de viscosidad: 10000 mPas****Potencia del motor entrada/salida: 176 / 125W****Margen del número de giros: 0/150 hasta 6000rpm****Momento de giro máximo en el eje de agitación: 20Ncm****Pantalla: TFT****Rango de sujeción: Eje especial agitador (incl . en el suministro)****Dimensiones (AnxLxAlt): 86 x 230 x 325mm****Peso: 4,7 kg****Tipo de protección conforme a DIN EN 60529: IP 40****Conexión a la red: 230 V/50/60 Hz**

Code	Description	Packaging
LLG06265592	Overhead stirrer EUROSTAR 20 high speed	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

