

**Agitatore ad asta EUROSTAR 20 high speed control****IKA**

Agitatore ad asta EUROSTAR 20 high speed control. Agitatore da laboratorio ad alta velocità progettato con un controller wireless rimovibile e un display TFT digitale; regola automaticamente la velocità attraverso la tecnologia controllata da microprocessore all'interno del range di velocità di 0/150 - 6000 rpm. L'agitatore è dotato di Interfaccia RS 232 e USB per controllare e documentare tutti i parametri, e un aggiornamento del firmware corrente. Un display integrato della tendenza del momento torcente è fornito per la misura delle variazioni di viscosità. L'asta di agitazione di precisione inclusa è lunga 280 mm ed ha una profondità di immersione massima di 220 mm. Display multilingue TFT. Funzioni programmabili. Misurazione della temperatura integrata. Funzionamento: intervallo - funzione timer - circuito di sicurezza regolabile - funzione bloccato - velocità regolabile in continuo - aste di agitazione push-through - protezione da sovraccarico - funzionamento di sovraccarico a breve termine - custodia sottile - funzionamento silenzioso - visualizzazione del codice di errore.



Code	Description	Packaging
LLG06265592	Agitatore ad asta EUROSTAR 20 high speed control	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

