



Delantal protector de sustancias químicas y en el trabajo, de LDPE

Franz Mensch GmbH

Delantal protector de sustancias químicas y en el trabajo, de LDPE

Delantal, LDPE, 25µm, blanco, liso o 33µm, blanco

- impermeable a la humedad
- elevada flexibilidad y a prueba de salpicaduras
- muy resistente



| Code | Description | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG06265697 | Apron, LDPE, 125x70 cm 25my, white,/100 | 100 pz. |
| LLG06265698 | Apron, LDPE, 125x75 cm 33my, white, /50 | 50 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

