

**Patrones de índice de refracción**

Estándares certificados con valores expresados en unidades de Índice de Refracción (I.R.) nD.

-ISO 17025 acreditada con una incertidumbre de medición de hasta  $\pm 0,00014$  unidades nD a 20 °C

-12 meses de vida útil

-A base de agua

-Compatibles con cualquier marca de refractómetro

-CÓmodo frasco gotero de alta calidad de 15 ml de HDPE



Code	Description	Packaging
LLG06258375	Etalons d'indice de réfraction, Indice	1 pz.
LLG06258376	Etalons d'indice de réfraction, Indice	1 pz.
LLG06265142	Etalons d'indice de réfraction, Indice	1 pz.
LLG06265877	Etalons d'indice de réfraction, Indice	1 pz.
LLG06265878	Etalons d'indice de réfraction, Indice	1 pz.
LLG06265879	Etalons d'indice de réfraction, Indice	1 pz.
LLG06265880	Etalons d'indice de réfraction, Indice	1 pz.
LLG07658877	Etalons d'indice de réfraction, Indice	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

