

**Patrones de índice de refracción****Reagecon****Patrones de índice de refracción**

- Estándares certificados con valores expresados en unidades de Índice de Refracción (I.R.) nD.
- ISO 17025 acreditada con una incertidumbre de medición de hasta $\pm 0,00014$ unidades nD a 20 °C
 - 12 meses de vida útil
 - A base de agua
 - Compatibles con cualquier marca de refractómetro
 - CÓmodo frasco gotero de alta calidad de 15 ml de HDPE



Code	Description	Packaging
LLG06258375	Etalons d'indice de réfraction, Indice	1 pz.
LLG06258376	Etalons d'indice de réfraction, Indice	1 pz.
LLG06265142	Etalons d'indice de réfraction, Indice	1 pz.
LLG06265877	Etalons d'indice de réfraction, Indice	1 pz.
LLG06265878	Etalons d'indice de réfraction, Indice	1 pz.
LLG06265879	Etalons d'indice de réfraction, Indice	1 pz.
LLG06265880	Etalons d'indice de réfraction, Indice	1 pz.
LLG07658877	Etalons d'indice de réfraction, Indice	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

