

**Incubadora 1000, adecuada para agitadores Heidolph****Heidolph****Incubadora 1000, adecuada para agitadores Heidolph**

Sistema modular para agitar, mezclar y calentar con control de reacción visual. Los agitadores compatibles son Duomax 1030, Polymax 1040, Titramax 1000, Unimax 1010 y Promax 1020.

- Módulo de calefacción con una potencia calorífica de 300 W que permite un ajuste rápido y suave de la temperatura hasta 65°C
- Ajuste digital de la temperatura objetivo de 65 °C y visualización separada de la temperatura real (precisión de $\pm 2^{\circ}\text{C}$ hasta 50°C y $\pm 4^{\circ}\text{C}$ sobre 50°C)
- El ventilador de bajo ruido permite una distribución rápida y uniforme de la temperatura en toda la caja
- Un sistema de incubación puede utilizarse para varios agitadores, lo que permite una conversión rápida
- Para proteger las muestras de daños térmicos, esta unidad cuenta con un circuito de seguridad para evitar el sobrecalentamiento
- Control de reacción visual ilimitado gracias a las cubiertas de PETG transparentes y antivaho
- 3 opciones de campanas disponibles: Una cubierta plana para recipientes pequeños y placas de microtitulación, una cubierta alta para todos los recipientes medianos comunes y una cubierta alta XL para matraces Erlenmeyer más grandes de hasta 2000 ml
- Las cubiertas de la incubadora se abren instantáneamente y se encajan en cualquier posición



Pedir las cubiertas por separado.



Code	Description	Packaging
LLG09839875	INCUBATOR 1000without shaker and hoodte	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

