



Medidor de pH FiveGo F2

Medidor de pH FiveGo™ F2

Medidor de pH portátil para trabajo de campo y laboratorios.

- Medición fácil: Una gran pantalla bien estructurada, una disposición de botones intuitiva y un menú sencillo aseguran que las mediciones se puedan realizar con sólo unos pocos clics
- Diseño ergonómico para su uso con una sola mano: Gracias a su diseño ergonómico, el manejo del FiveGo™ es una experiencia confortable. El soporte plegable proporciona una visión óptima en superficies planas
- IP67 A prueba de agua y polvo: La protección a prueba de agua IP67 hace que los portátiles FiveGo™ sean capaces de soportar entornos húmedos y exigentes

Material de suministro:

Medidor F2 0b: Sólo el medidor

Kit F2 estándar: Medidor con sensor LE438

Kit de alimentación F2: Medidor con sensor LE427, estuche de transporte

Kit de campo F2: Medidor con sensor LE438, estuche de transporte

Especificaciones

pH

Rango de medición:

Resolución:

Precisión:

0 ... 14

0,01

±0,01

mV

Rango de medición:

Resolución:

Precisión:

-1999 & 1999 mV

1 mV

± 1 mV

Compensación de la temperatura: ATC y MTC

Calibración: 3 puntos, 4 grupos de buffers predefinidos

Tamaño de memoria: 200 resultados, calibración corriente

Temperatura

Rango de medición:

Resolución:

Precisión:

0 ... 100 °C

0,1 °C

±0,5 °C

Dimensiones (An x L x Alt): 188 x 77 x 33 mm

Grado de protección: IP 67 (medidor + electrodo)



Code	Description	Packaging
LLG06280111	FiveGo F2 meter pH basic instrument	1 pz.
LLG06280112	FiveGo F2-Standard-Kit incl. LE438 IP/1	1 pz.
LLG06280113	FiveGo F2-Field-Kit incl. LE438 IP67 3-	1 pz.
LLG06280114	FiveGo F2-Food-Kit incl. LE427 IP67 ele	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

