

**Cabezales dispersantes especiales para dispersor T50 digital****IKA****Cabezales dispersantes especiales para dispersor T50 digital****R50 "alta velocidad" eje de agitación**


Usando el eje R50, el T50 digital se transforma rápidamente en un agitador de alta velocidad. Potencia de 700W y 10000 rpm permiten una mezcla rápida, disolución y la desintegración de aglomerados de pigmento. El eje cónico es soportado por medio de cojinetes de bola, los elementos de mezcla tienen una conexión de rosca. Para seguridad en el funcionamiento se ajusta una jaula protectora alrededor del elemento de mezcla.

S 50 N - W 80 SMK Cabecal de mezcla

Para acortar los tiempos de mezcla y disolución. El flujo vertical y la elevada velocidad tangencial de hasta 10000 rpm garantizan una mezcla intensiva. El cabezal se utiliza para añadir gases o líquidos, para la suspensión sin grumos de polvos de disolución difícil o para disolver sustancias sedimentadas.

S 50 N - W 65 SK Cabezal de corte

Para triturar piezas grandes (hasta de 50 mm) de materiales fibrosos, como vegetación, vegetales y fruta.



Code	Description	Packaging
LLG09570922	Dispersing tool S 50 N - W 65 SKfor T 5	1 pz.
LLG09570926	Jet mixer head S 50 N - W 80 SMK80 mm	1 pz.
LLG09571350	Stirring shaft R 50for T 50 basic	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

