

**Cubetas para reactivos**

La cubeta para reactivos de solución de polipropileno tiene una pileta estándar de 50mL en un lado y 12 piletas individuales de 5mL en el otro lado. Las cavidades están orientadas tanto hacia abajo como hacia afuera, guiando las puntas de pipeta multicanal hacia una posición centrada, que ayuda a evitar la contaminación y los vertidos. Contienen identificación impresa; las tapas que se ajustan de forma holgada ayudan a prevenir la evaporación y la contaminación. No estéril.



Code	Description	Packaging
LLG09409665	Dual Solution reservoirs 50 ml, non-/25	25 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

