

**Conductímetro FiveGo F3****Retsch****Conductímetro FiveGo™ F3**

Conductímetro portátil para el trabajo de campo.

- Medición fácil: Una gran pantalla bien estructurada, una disposición de botones intuitiva y un menú simple aseguran que las mediciones se puedan realizar en sólo unos pocos clics
- Diseño ergonómico para una operación con una sola mano: Gracias a su diseño ergonómico, el manejo del FiveGo es una experiencia confortable. El soporte plegable proporciona una visión óptima en superficies planas
- IP67 A prueba de agua y polvo: La protección a prueba de agua IP67 hace que los portátiles FiveGo puedan soportar entornos húmedos y exigentes

**Material de suministro:**

**Medidor F3:** Sólo medidor

**Kit F3 estándar:** Medidor con sensor LE703

**Kit F3 de campo:** Medidor con sensor LE703, estuche de transporte

**Especificaciones****Conducividad****Rango de medición:****Resolución:****Precisión:**

0,00  $\mu\text{S}/\text{cm}$  & 200  $\text{mS}/\text{cm}$

**Rango automático**

$\pm 0,5\%$  del resultado obtenido

**Temperatura****Rango de medición:****Resolución:****Precisión:**

0 ... 100 °C

0,1 °C

$\pm 0,5$  °C

**TDS (sólidos totales disueltos)****Rango de medida:****Resolución:**

0,01  $\text{mg}/\text{l}$  & 200  $\text{g}/\text{l}$



**Rango automático**

**Compensación de temperatura: Lineal 0,00 ... 10,00 %/°C, temperatura de referencia 20 y 25 °C**

**Calibración: 1 punto, 3 normas predefinidas**

**Tamaño de memoria: 200 resultados, calibración corriente**

**Dimensiones (An x L x Alt): 188 x 77 x 33 mm**

**Grado de protección: IP 67 (medidor + sensor)**

| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG06280115 | FiveGo F3-Conductivity meter            | 1 pz      |
| LLG06280116 | FiveGo F3-Standard-Kit Conductivity met | 1 pz      |
| LLG06280117 | FiveGo F3-Field-Kit Conductivity meter  | 1 pz.     |





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

