



### Cabezales de bomba monocanal SP quick para accionamientos de bomba Hei-FLOW

- Cambios de tubo rápidos y cómodos
- Baja pulsación gracias al sistema de 5 rodillos
- Cabezal de la bomba con rodamientos de bolas
- Rodillos de acero inoxidable
- Para tubos con un espesor de pared de 1,6 mm o 2,5 mm (wt)
- Dependiendo del accionamiento y del tubo, el caudal varía de 0,38 a 3436 ml por minuto



Code	Description	Packaging
LLG09829250	Pump head,for tubing 1,6 mmTyp SP quick	1 pz.
LLG09829251	Pump head,for tubing 2,5 mmTyp SP quick	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

