

**Trituradora de mordazas BB 100, BB 200, BB 300****Retsch****Trituradora de mordazas BB 100, BB 200, BB 300**

Para una rápida y suave molienda gruesa y aplastamiento de materiales duros, quebradizos y resistentes. Ajuste continuo de la separación con escala y ajuste del punto cero para la compensación del desgaste. Excelente rendimiento con una mayor finura final, construcción robusta, equipada con tolva de liberación rápida, receptor con interruptor de seguridad y carcasa. El modelo estándar se suministra con mordazas de rotura de acero al manganeso.

**Características:**

- Alto rendimiento
- Ajuste continuo de la anchura de la brecha
- Motor de frenado con interruptor de seguridad
- Finura final aprox. 2 a 5 mm
- Fácil limpieza de la cámara de molienda
- Requisitos de suministro 400 V 3-f, 50 Hz



Code	Description	Packaging
LLG09519120	Jaw crusher BB 2003x400V., 50 Hz., wedg	1 pz.
LLG09739093	Jaw crasher BB 300400V, 50Hz, 3-ph, man	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

