



## Dosificador vibratorio DR 100

### Dosificador vibratorio DR 100

Para la alimentación continua y automática de materiales a granel en divisores de muestras, molinos, básculas o instrumentos analíticos y de medición. También adecuado para rellenar, dosificar, distribuir y aplicar. De aplicación universal, para resultados precisos y reproducibles.

- Accionamiento potente para una alimentación de material uniforme y continua
- La altura del lecho de material y el caudal volumétrico se pueden ajustar de forma variable
- Ajuste digital de la velocidad y la hora
- Unidad de control y alimentación compacta
- Canaletas enchufables fáciles de limpiar

**Material de suministro de la unidad completa:** unidad de alimentación, tolva de descarga de 40 mm, embudo y soporte de montaje.

Otros accesorios de alimentación y canaletas enchufables disponibles como accesorios.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

