



Medidor de oxígeno disuelto FiveGo F4

Medidor de oxígeno disuelto FiveGo™ F4

Medidor de oxígeno disuelto portátil para el trabajo de campo.

-Medición fácil: Una gran pantalla bien estructurada, una disposición de botones intuitiva y un menú simple aseguran que las mediciones se puedan realizar en sólo unos pocos clics

-Diseño ergonómico para una operación con una sola mano: Gracias a su diseño ergonómico, el manejo del FiveGo™ es una experiencia confortable. El soporte plegable proporciona una visión óptima en superficies planas

Material de suministro:

Medidor F4: Sólo el medidor

Kit F4 estándar: Medidor con sensor LE621

Kit F4 de campo: Medidor con sensor LE621, maletín de transporte

Especificaciones

Rango de medición (saturación O₂):

Resolución:

Precisión: 0,1 ... 400 %

0,1 %

±1 %

Rango de medición (temperatura):

Resolución:

Precisión: 0 ... 50 °C

0,1 °C

±0.3 °C

Rango de medición (concentración O₂):

Resolución:

Precisión: 0,01 ... 45,00 mg/l (ppm)

0,01 mg/l

±1 %

Compensación de la temperatura: ATC y MTC

Calibración: 2 puntos, 100% y 0%

Tamaño de memoria: 200 resultados, calibración actual

Dimensiones (An x L x Alt): 188 x 77 x 33 mm

Grado de protección: IP 67 (medidor + sensor)



Code	Description	Packaging
LLG06280118	FiveGo F4-measuring unit solved oxygen	1 pz.
LLG06280119	FiveGo F4-Standard-Kit measuring unit	1 pz.
LLG06280120	FiveGo F4-Standard-Kit measuring unit	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

