

**Molino de cuchillas Grindomix GM 200 / GM 300****Retsch****Molino de cuchillas Grindomix GM 200 / GM 300**

Los molinos de cuchillas Grindomix GM 200 y GM 300 son adecuados para la reducción de tamaño y la homogeneización rápida y reproducible de alimentos y piensos. Pueden procesar sustancias con un alto contenido de agua, aceite o grasa con la misma rapidez y fiabilidad que los productos secos, blandos y de dureza media.

- Molienda y homogeneización muy rápida y reproducible de alimentos, finura final 300 µm
- Motor industrial de velocidad controlada
- Herramientas de molienda autoclavables
- La función Boost permite un aumento a corto plazo de la velocidad hasta 14000 rpm (GM 200)
- Para volúmenes de muestra de hasta 700 ml (GM 200) o 4500 ml (GM 300)
- Visualización digital del tiempo y la velocidad de molienda
- Operación de intervalo posible
- Tapa de gravedad opcional para el ajuste automático del volumen de la cámara de molienda
- Almacenamiento de 4 secuencias de programas posibles (GM 200)
- Se pueden almacenar 8 o 10 combinaciones de parámetros (GM 200 / GM 300)
- Potencia de accionamiento : ~ 1000 W (GM 200); continuo 1,1 kW, pico de corto plazo 3 kW (GM 300)
- Datos de suministro eléctrico: 220-240 V, 50-60 Hz

**Material de suministro:**

GM 200: recipiente de plástico de 1L, tapa estándar, cuchilla de acero inoxidable

GM 300: recipiente de plástico de 5L, tapa estándar, cuchilla de acero inoxidable, rascador



Code	Description	Packaging
LLG06310086	Knife Mill Grindomix GM 200 220-240 V, 5	1 pz.
LLG09738500	Knife Mill Grindomix GM 300220-230 V, 5	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

