

**Pinzas para membranas****Ideal-tek****Pinzas para membranas**

Fabricadas en suiza. Especialmente adecuadas para el manejo seguro de membranas de transferencia. A base de acero austenítico. No magnetizables. Buena resistencia a la corrosión frente a la mayoría de sustancias químicas, sales y ácidos.



Code	Description	Packaging
LLG06269622	High precision tweezers 120 mm type 3/1	1 PZ
LLG06272053	High precision tweezers 105 mm type 1/1	1 pz.
LLG09160131	High precision tweezers 115 mm type 33A	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

