



Placa calefactora de inducción Ceran[®]

Placa calefactora de inducción Ceran[®]

- Carcasa fabricada a base de acero inoxidable pulido, diseño ligero
- Superficie de la placa calefactora Schott Ceran[®] fácil de limpiar
- Con tecnología de inducción superior capaz de reconocer el frasco
- Segura y cómoda para el usuario, permite ahorrar energía
- Selección de la temperatura en 21 niveles en incrementos de 10 °C de los 60 °C (manteniendo la temperatura de calefacción) hasta 260 °C
- Selección de 9 niveles de potencia, aumento de potencia (2200 W) para un rendimiento adicional
- Temporizador de hasta 99 minutos, desconexión automática y señal acústica
- Regulación electrónica mediante sensores de control táctiles
- Funciones de seguridad integradas, protección en caso de sobrecalentamiento
- Indicadores para calor residual, estabilidad y puesta en marcha

Especificaciones

Zona de calefacción: 80 - 200 mm Ø

Peso: 3,5 kg

Fuente de alimentación: 230 V ~ 2200 W





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

