

**Bolsas para muestras Whirl-Pak[®]Thio-Bag[®], estériles**

Estas bolsas están especialmente diseñadas para la toma de muestras de agua clorada, por ejemplo para la prueba de la legionela. Cada bolsa estéril contiene una tableta no tóxica y no nutritiva que contiene tiosulfato de sodio activo para neutralizar el cloro en el momento de la recolección. La bolsa está aprobada por la EPA y tiene los beneficios adicionales de ahorrar tiempo, costos de servicios públicos, espacio de almacenamiento, costos de eliminación y de reemplazar los contenedores de muestras. Con tira de escritura para una identificación limpia y fácil. Rango de temperatura: -210 a 82 °C.



Code	Description	Packaging
LLG06266300	Whirl-Pak®Thilo-Bag®sample bags 75x/100	100 pz.
LLG06266301	Whirl-Pak®Thio-Bag®sample bags 115x/100	100 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

