

**Registrador de datos de temperatura y humedad EBI 20-TH1**

ebro

**Registrador de datos de temperatura y humedad EBI 20-TH1****Aplicaciones:**

- Registro fiable de la temperatura y la temperatura/humedad
- Transporte
- Supervisión del almacenamiento
- Zonas de refrigeración y cámaras frigoríficas

**Características:**

- Excelente relación precio/rendimiento
- Alarma visual
- Valores máximos y mínimos en la pantalla
- Almacena 40000 lecturas, que pueden ser leídas en cualquier momento
- Batería reemplazable

**Especificaciones****Rango de medición de la temperatura:****Rango de medición de la humedad: -30 a +70 °C****0 % a 100 % HR****Precisión de la temperatura:  $\pm 0,5$  °C (-20 a +40°C);  $\pm 0,8$  °C para el resto****Precisión de la humedad:  $\pm 3$  % HR (10 a 90 % HR)****Resolución de la temperatura:****Resolución de la humedad: 0,1 °C****0,1 % HR****Memoria: 40000 valores medidos****Sensor: NTC para temperatura / capacitivo para humedad****Período de medición: de 1 min. a 24 horas****Modo de medición: medición de lazo inmediato, medición desde el punto de inicio, inicio inmediato hasta que la memoria esté llena, inicio/detención de la medición, inicio cuando se presiona el botón****Fuente de alimentación: 3V de litio (CR 2450), reemplazable por el usuario****Grado de protección: IP 52****Carcasa: ABS****Dimensiones: 69 x 48 x 22 mm**

Code	Description	Packaging
LLG09908070	Temperature humidity logger EBI-20 TH1w	1 pz.
LLG09908074	Starter set EBI-20 TH1-Set(temperature/	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

