



## Pellets flotantes LLG, PP

### Pellets flotantes LLG, PP

Pellets de 20 mm de diámetro. Pueden cubrir 0,1 m<sup>2</sup>. Protegen contra la evaporación y la pérdida rápida de temperatura. Disminuyen los vapores peligrosos. Resistentes a la mayoría de ácidos, bases, disolventes y aceites minerales. Estables a temperaturas de hasta 100 °C.



Code	Description	Packaging
LLG06266611	LLG-Swimming balls, PP, Ø20mmfor 10/250	250 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

