


**Caja para pipetas, aluminio****Ratiolab****Caja para pipetas, aluminio**

Cajas de pipetas con manejo fácil optimizado para el trabajo diario. Las cajas cilíndricas son la mejor opción para la esterilización en autoclave de artículos de vidrio con una longitud de 150 a 480mm como las varillas de agitación, pipetas volumétricas y graduadas.

-esterilización en autoclave: la nueva estructura garantiza la entrada del vapor al recipiente y optimiza el proceso de esterilización en autoclave

-apertura y cierre: deslizamiento suave de la parte superior sobre la base que facilita el modo de trabajo

-la base y la sección superior se rellenan con una capa de silicona para absorber los impactos y proteger el material de vidrio del astillado



Code	Description	Packaging
LLG06266679	Boîte pour pipettes, aluminium, Boîte p	1 pz.
LLG06266680	Boîte pour pipettes, aluminium, Boîte p	1 pz.
LLG06266681	Boîte pour pipettes, aluminium, Boîte p	1 pz.
LLG06266682	Boîte pour pipettes, aluminium, Boîte p	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

