

**Baño de agua para butirómetros WB 22 Pump**

Gerber Instruments AG

**Baño de agua para butirómetros WB 22 Pump**

Gracias al teclado contra salpicaduras y su pantalla LED proporciona una operatividad óptima al trabajar con agua. La moderna tecnología del microprocesador con un control de la temperatura PID garantiza la estabilidad óptima de temperatura en el baño de agua. La bomba de circulación se utiliza para mejorar la distribución de la temperatura y dispone de una protección ajustable por sobrecalentamiento que protege las muestras. Los depósitos y las piezas en contacto con el líquido del baño son de acero inoxidable de alta calidad.

**Solamente disponible para butirómetros para leche.**

**Especificaciones**

**Volumen: 22 l**

**Margen de temperatura: +5°C ambiente hasta 85°C (± 0,2)**

**Dimensiones interiores (An x L x Alt): 290 x 490 x 150 mm**

**Calentamiento: 1100 W, 230 VAC**



Code	Description	Packaging
LLG06266506	Water bath WB 22 pump, 22 Ltr. 1100 W,	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

