



Medidor multiparamétrico ProfiLine Multi 3320

Medidor multiparamétrico ProfiLine Multi 3320

Medidor profesional de pH y conductividad para mediciones móviles. El Multi 3320 para la medición de pH, ORP, conductividad y oxígeno disuelto (electroquímico) es un medidor ideal para aplicaciones ambientales en las áreas de medición de aguas subterráneas y superficiales, en cultivos acuáticos así como en plantas de tratamiento de aguas residuales y mucho más. El Multi 3320 tiene una robusta carcasa impermeable (IP 67) y una memoria con registrador de datos con un intervalo ajustable entre 1 s y 60 min. El teclado también se puede manejar con guantes y es fácil de limpiar bajo un chorro de agua.

- Dos entradas para la medición simultánea de pH y conductividad o pH y oxígeno disuelto
- Pantalla gráfica retroiluminada para la salida en paralelo de los valores medidos
- Todos los electrodos de pH convencionales de la WTW, los electrodos combinados ISE, las células de medición de la conductividad y los sensores galvánicos de oxígeno pueden conectarse al medidor
- Interfaz USB a prueba de agua

Material de suministro del Multi 3320 Set 1: Medidor en maletín de campo con SenTix® 41, CellOx® 325, TetraCon® 325, accesorios de sensores, manual, soporte, vaso de precipitados, CD-ROM, software del controlador para USB, pilas, cable

Especificaciones

Rango de medición / Resolución:

pH: -2,000 & 19,999 ± 0,005 pH

mV: -2500 ... +2500 ± 1 mV

ISE (mg/l, µmol/l, mg/kg, ppm, %): 0,000 & 999999

Concentración de O₂: 0,00 ... 20,00 mg/l or 0,0 ... 90,0 mg/l*

Saturación de O₂: 0,00 ... 200,0 % or 0,0 ... 600 %*

Presión parcial de O₂: 0,0 ... 200,0 hPa, 0 ... 1250 hPa*

Conductividad: 0,000 µS/cm ... 1000 mS/cm

Salinidad: 0,0 ... 70,0

TDS: 0 mg ... 199,9 g/l

Temperatura: -5,0 & 105,0 °C ± 0,1 °C



Memoria: Manualmente 200/5000 automáticamente
Fuente de alimentación: 4 x 1,5 V AA o 4 x 1,2 V pilas de NiMH
Grado de protección: IP 67

Code	Description	Packaging
LLG07660051	Multi 3320 SET 1 incl. SenTix® 41, Ce/1	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

