

**Bolsas autoclavables LLG, PP****LLG Labware****Bolsas autoclavables LLG, PP**

Fabricadas con una película de PP muy resistente con una amplia costura en la parte inferior. Para la eliminación de material de laboratorio contaminado. En el autoclave, el cuello de la bolsa debe dejarse abierto. Espesor de la película: 50  $\mu\text{m}$ .



Code	Description	Packaging
LLG09404020	LLG-Disposable bags 300x200mm high/100	100 pz
LLG09404099	LLG-Disposable bags 300x200 mm stan/100	100 pz
LLG09404100	LLG-Disposable bags 300x500 mm high/500	500 pz
LLG09404101	LLG-Disposable bags 400x780 mmhigh /500	500 pz
LLG09404102	LLG-Disposable bags 600x800 mmhigh /500	500 pz
LLG09404103	LLG-Disposable bags 600x800 mmstand/100	100 pz
LLG09404104	LLG-Disposal bags 700x1100 mm high /350	350 pz
LLG09404105	LLG-Disposable bags 700x1100 mm stan/75	75 pz
LLG09404220	LLG-Disposable bags 300x500mmstanda/500	500 pz
LLG09404221	LLG-Disposable bags 400x780mmstanda/250	250 pz
LLG09404222	LLG-Disposable bags 500x780mmstanda/250	250 pz
LLG09404223	LLG-Disposable bags 600x780mmstanda/250	250 pz
LLG09404224	LLG-Disposable bags 700x1100mmstand/250	250 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*



