

**Puntas de pipeta, no estériles**

Ratiolab GmbH

Puntas de pipeta, no estériles

La precisión en cada detalle garantiza puntas de la más alta calidad.

- Moldeadas con polipropileno de alta calidad
- Ajuste firme en los conos de las pipetas
- Manejo óptimo gracias a su forma recta
- El proceso especial de ionización garantiza la producción de punta libre de polvo
- Excelente transparencia debido a la óptima calidad de la superficie
- Mínima retención de líquidos debido a la calidad controlada de la materia prima
- Excelente precisión volumétrica debido a los orificios de la punta moldeados con precisión
- Los volúmenes de punta más prácticos
- No estériles
- Autoclavables



- A:** todos las pipetas, ratiopetta®
- B:** Gilson PIPETMAN® Classic
- C:** Gilson PIPETMAN® Ultra
- D:** Gilson PIPETMAN® Neo
- E:** Thermo-Scientific Finnpiquette® F1 / F2
- F:** BioHit® Proline
- G:** BioHit® Mline
- H:** Brand Transferpette® S
- I:** Brand Transferpette® electronic
- J:** Eppendorf Reference®



K: Eppendorf Reference® 2
L: Eppendorf Research®
M: Eppendorf Research® plus
N: Socorex Acura® manual 825
O: Socorex Acura® manual 835
P: Socorex Acura® manual XS
Q: Socorex Calibra® digital 822
R: Socorex Calibra® digital 832
S: Dr. Lange®
T: Oxford®

Code	Description	Packaging
LLG06308744	Pipette tips 1 - 5 ml Makro II pack/300	300 pz.
LLG09409128	Pipette tips 1 - 250 µl yellow -G-/ 1000	1000 pz.
LLG09409129	Pipette tips 0.5 - 20 µl crystal -/ 1000	1000 pz.
LLG09409130	Pipette tips 0.1 - 10 µl crystal -/ 1000	1000 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09409138	Pipette tips 1 - 200 µlyellow, pac/ 1000	1000 pz.
LLG09409139	Pipette tips 200 - 1000 µlblue, pa/ 1000	1000 pz.
LLG09409140	Finntip Pipet tips 1-5 mpack of 75/75	75 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

