



## Turbidímetros Turb®430

### Turbidímetros Turb®430

Los turbidímetros Turb® 430 IR según DIN ISO 27027 y Turb® 430 T según US EPA 180.1 cumplen con los requisitos de la medición nefelométrica a 90° de luz difusa para agua potable con la mayor precisión, especialmente en el rango 1 NTU. El rango de medición comprende 0-1100 NTU/FNU con conmutación automática del rango de medición y, por lo tanto, es adecuado para el análisis del agua así como para el control de calidad, como la gasolina, los cultivos celulares, así como en las industrias de alimentos y bebidas.

La medición y la calibración automática de tres puntos se ejecuta de forma autoexplicativa y controlada por un menú. La calibración se realiza mediante un conjunto de estándares AMCO Clear® (0,02-10-1000 NTU). Se pueden almacenar hasta 1000 conjuntos de datos, incluyendo números de identificación de muestras, y posteriormente se pueden poner en conformidad con las BPL a través del software de PC LSdata. El aseguramiento de la calidad de los resultados de las mediciones está respaldado por el ajuste del intervalo de calibración con documentación.

### Material de suministro:

**Turb® 430 IR / Turb® 430 T:** Turbidímetro con set de calibración 0,02-10,0-100 NTU

**Turb® 430 IR/SET / Turb® 430 T/SET:** Turbidímetro en caja con tabla de inserción, set de calibración 0,02-10,0-100 NTU, software para PC LSdata, accesorios

### Especificaciones

**Rango de medición: NTU 0 to 1100**

**FNU 0 to 1100**

**Resolución: 0,01 in the range 0,00 to 9,99**

**0,1 in the range 10 to 99,90**

**1 in the range 100 to 1100**

**Precisión: ± 0,01 NTU o ± 2 % del resultados obtenidos**

**Reproducibilidad: 0,01 NTU o 0,5% del resultado obtenido**

**Tamaño de la cubeta: 28 x 60 mm, 20 ml de muestra**

**Fuente de alimentación: 4 x pilas AA para aprox. 3000 análisis**



Code	Description	Packaging
LLG07650036	Turbidity meter Turb 430 T incl.calib/1	1 pz.
LLG09923603	Turbidimeter Turb 430 IR / SET (90°) /1	1 pz.
LLG09923604	Turbidimeter Turb 430 T / SET (90°) 0/1	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6ª Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

