


**Tubos de transporte LLG, PP, con tapón de rosca****LLG Labware****Tubos de transporte LLG, PP, con tapón de rosca**

Para el almacenamiento y envío adecuado de muestras.

- Base cónica
- Con soporte
- Graduación impresa
- Diseño de rosca de 1 1/4 de giro para un atornillado super rápido



Code	Description	Packaging
LLG06265667	LLG-Transport tubes, 5ml,PP, with s/100	100 pz
LLG06265668	LLG-Transport tubes 10ml,PP, with s/100	100 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

