



## Lavavajillas universal

### Lavavajillas universal

#### **Bayeta universal:**

A base de 80 % de viscosa y 20 % de poliéster. La bayeta universal tiene una superficie muy fina. Proporciona un resultado de limpieza sin marcas, sin motas y es lavable hasta 95 ° C. Lavar en agua tibia antes del primer uso.

#### **Líquido de lavado:**


Detergente de lavado a mano HS citro es un detergente para uso universal con fragancia fresca para porcelana, vidrio, plástico y metal. Receta profesional con elevada fuerza disolvente de la grasa y aditivos que protegen la piel. 1 L

#### **Esponja:**

Para limpiar todo tipo de incrustaciones.

#### **Guantes:**

Goma natural. Excelente sensibilidad de los dedos, elevada flexibilidad. Forrados para mayor comodidad. Acabado especial para un mejor agarre. Buena resistencia a cetonas y muchos ácidos. L 305 mm



Code	Description	Packaging
LLG06266668	Universal tissue blue/white 38x38cm, Pa	10 pz.
LLG06266669	Universal tissue red/white 38x38cm, Pac	10 pz.
LLG06266670	Universal tissue green/white 38x38cm, P	10 pz.
LLG06266671	Universal tissue yellow/white 38x38cm,	10 pz.
LLG06266672	Sponge with handle, green/yellow 15/100	10 pz.
LLG06266673	Sponge with handle, green/yellow 9./500	10 pz.
LLG06266678	Washing up liquid HS citro, 1 Ltr.	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

