

**Placas calefactoras de alto rendimiento CERAN[®]****Gestigkeit****Placas calefactoras de alto rendimiento CERAN[®]**

Con regulación termostática. De vitrocerámica CERAN[®], material que no se rompe, resiste a los cambios de temperatura, se calienta con rapidez, deja pasar los rayos IR y tiene una extraordinaria resistencia química. Aparato de sobremesa con carcasa de regulador adosada. Serie SR - aparatos con carcasa de regulador separada para montaje mural.



Code	Description	Packaging
LLG09645711	CERAN® hotplates, upto +500°C, 280x280 mm	1 pz.
LLG09645712	CERAN® hotplates, upto +500°C, 280x430 mm	1 pz.
LLG09645714	CERAN® hotplates, upto +500°C, 430x430 mm	1 pz.
LLG09645715	CERAN® hotplates, upto +500°C, 430x580 mm	1 pz.
LLG09645721	CERAN® hotplates 280 x 280 mm, with s/1	1 pz.
LLG09645722	CERAN® hotplates 430 x 290 mm, with s/1	1 pz.
LLG09645724	CERAN® hotplate 430 x 430 mm with sep/1	1 pz.
LLG09645725	CERAN® hotplates 430x580 mm/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

