

**Placas calefactoras de alto rendimiento CERAN<sup>®</sup>****Gestigkeit****Placas calefactoras de alto rendimiento CERAN<sup>®</sup>**

Placa de calefacción de vitrocerámica de alto rendimiento CERAN<sup>®</sup> con superficie de calentamiento circular de 145 mm de diámetro y superficie de colocación cuadrada de vitrocerámica (175 x 175), carcasa de acero inoxidable, controlador de potencia (ajustable entre el 10% y el 100%) y monitor de temperatura integral.



Code	Description	Packaging
LLG09645740	CERAN® hotplates, 175x175mm,heating are	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

