


**Placas calefactoras de alto rendimiento CERAN[®]****Gestigkeit****Placas calefactoras de alto rendimiento CERAN[®]**

Placa de calefacción de vitrocerámica de alto rendimiento CERAN[®] con superficie de calentamiento circular de 145 mm de diámetro y superficie de colocación cuadrada de vitrocerámica (175 x 175), carcasa de acero inoxidable, controlador de potencia (ajustable entre el 10% y el 100%) y monitor de temperatura integral.



Code	Description	Packaging
LLG09645740	CERAN® hotplates, 175x175mm,heating are	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

