

**Placas calefactoras de precisión PZ 44****Gestigkeit****Placas calefactoras de precisión PZ 44**

Regulación automática de precisión para temperaturas de 20 a 450°C. Preselección y visualización digital de la temperatura. Tres etapas de calentamiento (825, 1.650 y 3.300 W) y regulador electrónico adicional de potencia (10 - 100 %). Las etapas de calentamiento 825 y 3.300 W calientan la placa en toda su superficie. En la posición 1.650 W tan solo se calienta la mitad derecha de la placa. Por difusión térmica la temperatura de la mitad derecha desciende hacia el reborde izquierdo de la placa en un 40 % aprox. Placa calefactora de fundición GG 15 maciza, de mecanizado plano. Diferencial de conmutación $\pm 1K$.



Code	Description	Packaging
LLG09645744	Precision hotplate, upto +450°C, 290x440	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

