


**Navecillas de pesaje LLG, PS, cuadradas, antiestáticas****LLG Labware****Navecillas de pesaje LLG, PS, cuadradas, antiestáticas**

Biológicamente inertes y resistentes a ácidos débiles y diluidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases. Rango de temperatura -10 °C a 70 °C. Se pueden utilizar con analizadores de la humedad por microondas. Las navcillas son poco profundas, de base plana para resistir el basculamiento. Las esquinas redondeadas facilitan la transferencia de materia.



Code	Description	Packaging
LLG09900785	LLG-Weighing boats 46x46x8 mm7 ml,/ 1000	1000 pz
LLG09900786	LLG-Weighing boats 85x85x24 mm100 / 1000	1000 pz
LLG09900787	LLG-Weighing boats 140x140x22 mm25/ 1000	1000 pz
LLG09900789	LLG-Weighing boats 46x46x8 mm7 ml,/ 1000	1000 pz
LLG09900791	LLG-Weighing boats 85x85x24 mm100 / 1000	1000 pz
LLG09900800	LLG-Weighing boats 140x140x22 mm25/ 1000	1000 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

