


**Navecillas de pesaje LLG, PS, cuadradas, antiestáticas****LLG Labware****Navecillas de pesaje LLG, PS, cuadradas, antiestáticas**

Biológicamente inertes y resistentes a ácidos débiles y diluidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases. Rango de temperatura -10 °C a 70 °C. Se pueden utilizar con analizadores de la humedad por microondas. Las navecillas son poco profundas, de base plana para resistir el basculamiento. Las esquinas redondeadas facilitan la transferencia de materia.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG09900785 | LLG-Weighing boats 46x46x8 mm7 ml,/ 1000 | 1000 pz |
| LLG09900786 | LLG-Weighing boats 85x85x24 mm100 / 1000 | 1000 pz |
| LLG09900787 | LLG-Weighing boats 140x140x22 mm25/ 1000 | 1000 pz |
| LLG09900789 | LLG-Weighing boats 46x46x8 mm7 ml,/ 1000 | 1000 pz |
| LLG09900791 | LLG-Weighing boats 85x85x24 mm100 / 1000 | 1000 pz |
| LLG09900800 | LLG-Weighing boats 140x140x22 mm25/ 1000 | 1000 pz |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

