

**Baños de arena****Gestigkeit****Baños de arena**

Para un funcionamiento continuo. Baños de arena eléctricos con control de temperatura termostático y controlador de potencia separado para ajustar el rendimiento a los requisitos de calentamiento. Placa calefactora de aleación de aluminio anodizado. Excelente distribución uniforme de la temperatura en toda la superficie de calentamiento. Sin amianto. El marco del baño de arena se atornilla firmemente a la placa de calefacción para que la arena esté en contacto directo con la placa. Profundidad útil 50mm. Carcasa del controlador de acero inoxidable, con sección central pintada. Pies ajustables en altura. Cable de conexión de aproximadamente 1,7m. Con enchufe con toma de tierra para suministros de 230V hasta 3300W. También está disponible un modelo trifásico de 400V.



Code	Description	Packaging
LLG09645814	Sand bath 360x360 mm50...300°C,2200 W,	1 pz.
LLG09645815	Sand bath 510x360 mm50...30°C,2850 W, 2	1 pz.
LLG09645816	Sand bath 590x440 mm50...300°C,4000 W,	1 pz.
LLG09645820	Sand bath 590x440 mm50...300°C,4000 W,	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

