

**Placas calefactoras de precisión****Gestigkeit****Placas calefactoras de precisión**

Para funcionamiento prolongado. Muy exactas, con temperaturas uniformes incluso en las esquinas y bordes de la placa. Superficie térmica de aluminio esmerilado y anodizado. Regulación de temperatura mediante microprocesador, con preselección de temperatura hasta +99,9°C en pasos de 0,1°C, y de ahí en adelante en pasos de 1°C. Visualización constante de temperatura efectiva. Regulador de potencia entre 10 - 100 %. Controlador de temperatura regulable entre +50 y +300°C (en PZ 28-1, +30 y +110°C) para la protección contra sobrecalentamiento.



Code	Description	Packaging
LLG09645824	Precision hotplates,upto +300°C,350x350	1 pz.
LLG09645827	Precision hotplates,upto +99,9°C,200x28	1 pz.
LLG09645828	Precision hotplates,upto +300°C,200x280	1 pz.
LLG09645829	Precision hotplates,upto +300°C,610x610	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

