



## Microplaca Take3

### Microplaca Take3

Cuantificación rápida y sencilla de ácidos nucleicos y proteínas gracias a la microplaca Take3 Trio al usarse con el espectrofotómetro de BioTek para microplacas. Se pueden medir hasta dieciséis muestras de 2  $\mu$ l a la vez, sin necesidad de utilizar un equipo especializado o diluir la muestra.

- Compatible con los lectores de Biotek Epoch, Synergy y Cytation
- 16 microposiciones para muestras de 2  $\mu$ l, 1 posición para cubetas estándares y 2 para las mediciones con BioCell™
- Protocolos de cuantificación de ADN, ARN y proteínas pre-programados en Gen5 lo que facilitan y reducen el tiempo de la lectura de los resultados
- Fácil de limpiar

Aplicaciones típicas: Cuantificación de ADN, ARN y proteínas, Escaneo espectral tanto en cubeta como en BioCell™.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

