

**Cucharas FoodScoop, acero inoxidable V2A (1.4301)****Bürkle****Cucharas FoodScoop, acero inoxidable V2A (1.4301)**

Cuchara de mano de gran estabilidad para diversas aplicaciones. Conexión con juntas redondeadas entre la cuchara y el mango hueco, y por tanto sin ranuras o cantos.

- Superficie lisa y abrillantada
- Modelo especialmente robusto
- Con una práctica anilla para colgar
- Aptas para la alimentación



Code	Description	Packaging
LLG06072181	FoodScoop 500ml stainless steel	1 pz.
LLG06242476	FoodScoop 350ml stainless steel	1 pz.
LLG06252363	FoodScoop 200ml stainless steel	1 pz.
LLG06254785	FoodScoop 100ml stainless steel	1 pz.
LLG06254786	FoodScoop 250ml stainless steel	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

